

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА – МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ "СГОЛ-1-40" В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

Среди наиболее часто встречающихся в акушерской практике патологических состояний, комплексная терапия которых включает использование лечебно-профилактических продуктов питания и парафармацевтиков, следует выделять невынашивание плода, железодефицитную анемию беременных и рожениц, гиповитаминозы, гипокальциемию а также непосредственно не относящихся, но часто сопутствующих беременности запоров и геморроя. Сокращение периода постнатальной рекреации, предупреждение и уменьшение гипоксии плода в известной степени осуществима с их помощью. Достаточно часто встречающаяся гипогалактия также поддается коррекции биологически активными веществами.

В гинекологической практике из заболеваний, в терапии которых подтверждена эффективность применения парафармацевтиков являются некоторые виды мастопатий, эрозий и псевдоэрозий шейки матки, хронические инфекционные заболевания органов репродуктивной системы, кандидоз.

Использование кисло-молочных продуктов и чистых культур молочнокислых бактерий в комплексной терапии патологических состояний в акушерско-гинекологической практике достаточно хорошо изучено и давно известно.

Тем не менее, наблюдаемый рост атипичных форм течения известных заболеваний, сложность их терапии и профилактики требует использования нетрадиционных кисломолочных продуктов-парафармацевтиков, обладающих значительной биологической ценностью и фармакологической активностью.

Одним из таких препаратов является молочная ферментированная сыворотка, обогащенная лактатами "СГОЛ-1-40", получающийся в результате микробиотехнологической переработки молочных сывороток (Гигиеническое заключение № 77.99.916.П.13658.8.00).

Показаниями к применению является следующее:

1. "СГОЛ-1-40" используется при невынашивании плода и выкидышах на ранних сроках за 1,5-2 месяца до предполагаемого зачатия и во время беременности, поскольку увеличивает выживаемость эмбриона, способствует росту ворсинчатого эпителия и уменьшает выраженность иммунологической несовместимости.

2. Продукт может назначаться в монотерапии железодефицитной и апластической анемии беременных и рожениц, гиповитаминозах и гипокальциемии, поскольку содержит значительное количество лактатов, способствующих усвоению железа пищи, нуклеиновых кислот, витаминов, солей кальция и эргостерина.

3. Являясь адаптогеном, "СГОЛ-1-40" рекомендован в период постнатальной рекреации, астеническом синдроме и неврастении.

4. "СГОЛ-1-40" незначительно уменьшает количество используемых анальгетиков в родах.

5. Активируя лактацию, продукт используется при гипогалактии различной этиологии.

6. "СГОЛ-1-40" уменьшает отечность и выраженность болевого синдрома при мастопатии.

7. Применяемый интравагинально, ускоряет восстановление эпителия и его полноценность при эрозии и псевдоэрозии шейки матки, синильных кольпитах.

8. Являясь иммуностимулятором, при пероральном использовании назначается в комплексной терапии хронических инфекционных заболеваний органов репродуктивной системы, увеличивает переносимость антибиотикотерапии.

9. Поскольку "СГОЛ-1-40" содержит живую культуру молочнокислых бактерий и лактаты, являющиеся бактериостатиками, он используется в терапии дисбиоза влагалища.

10. "СГОЛ-1-40" используется в профилактике и терапии цитомегаловирусной инфекции и простого герпеса у беременных.

11. Продукт используется в комплексной терапии запоров и геморроя у беременных и кормящих.

12. "СГОЛ-1-40" обладает дезинтоксикационной и гепатопротекторной активностью.

Использование "СГОЛ-1-40" в комплексе со стандартными схемами терапии значительно повышает эффективность последних.

Методика применения "СГОЛ-1-40" заключается в следующем:

Перед употреблением взболтать!

В профилактических целях продукт "СГОЛ-1-40" назначается перорально из расчета 0,5-1,0 г/кг массы тела в сутки за 10-15 мин. перед едой 2 раза в день 5 дней подряд с последующим 2-х дневным перерывом в течение 1-2-х месяцев. Затем следует 10-и дневный перерыв и повторный курс. В лечебных целях количество продукта увеличивается в среднем на 25-50%.

"СГОЛ-1-40" никогда не применяется в натуральном виде, а только путем его добавления в овощные соки, минеральную воду, готовые супы и каши из расчета 1-2 ст. ложки на одну порцию.

При интравагинальном использовании "СГОЛ-1-40" последний назначается с тампонами (10-15 мл. мл. препарата на 1 тампон). Тампон вводится во влагалище на сутки, на курс – 10-12 дней.

Абсолютных противопоказаний к назначению препарата не установлено. Относительным противопоказанием может быть индивидуальная непереносимость препарата.

Продукт хранят в затененном месте при температуре 2-10⁰С.

Срок хранения 3 месяца.

Комплексное применение "СГОЛ-1-40" существенно повышает эффективность лечения и профилактики ряда патологических состояний, встречающихся в акушерско-гинекологической практике, особенно в случаях длительно протекающих и плохо поддающихся стандартной терапии процессов, повышает на 15-25% число случаев излечения.